



CLIU S アップデート内容のご案内

2024. 06. 19

2024年6月のアップデートは、ご利用ユーザー様増加に伴ったクラウドサーバー構成のアップデートを中心に行うため、カルテ画面に関するアップデートは軽微な機能追加及び機能修正のみとなっております。電子カルテCLIU Sはご利用の皆様へ安定したサービスがご提供できるよう、サービス/プロセス監視、パフォーマンスの最適化を行っております。日頃よりCLIU Sをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

カルテ機能追加

1. 最新の検査結果情報を取得するCLIU Sキー追加 [P4](#)

カルテ機能改善 [P7](#)

決済機能改善 [P8](#)

■ カルテ機能追加

最新の検査結果情報を取得するCL IUSキー追加



従来：直前に外注検査を行っていない場合は、文書に検査結果値が載らない

今後：直前に外注検査を行ってなくとも、直近の外注検査結果情報を取得し文書に反映する

例）6/11にLDL-コレステロール値の結果が無くとも、直近の6/2のデータを取得するように対応しました。

項目名	基準値 (単位)	2024/06/02(日) 武蔵臨床検査所	2024/06/11(火) MININET NEO2
選択した項目のみ表示			
受取順		H 4 L 4	H 2 L 2
☒ MCHC	31.6 ~ 36.6(%)	33.3	
☒ 血小板数	13.1 ~ 36.2(万/μL)	31.6	
☒ LDL-コレステロール	70.0 ~ 139.0(mg/dL)	H 225	
☒ LDL/HDL比		5.4	
☒ γ GTP	16.0 ~ 73.0(U/L)		L 10基準値以下
☒ GOT	8.0 ~ 38.0(U/L)		L 7基準値以下
☒ GPT	4.0 ~ 44.0(U/L)		H 45基準値以下
☒ CPK	40.0 ~ 200.0(U/L)		H 210基準値以下

※CL IUSにて外注検査会社との連携を行っているお客様がご利用の対象です。

新CL IUSキー <K_newest_item_(Vendor_Code)>

2024年6月～改定の「生活習慣病療養計画書」等にご活用ください。

※生活習慣病療養計画書の新文書の利用方法は[こちら](#)よりご確認ください。

新CL IUSキーをご利用いただくには、検査ベンダーコードを入力する必要があります。

検査ベンダーコードとは？

検査会社が定める検査マスタコードのことです。

検査ベンダーコードはご利用の検査会社によって異なります。[調べ方はこちらをご覧ください。](#)

機能修正

1. 予約より患者受け付けをした際に表示される「該当する患者情報」の表示にラグがあったため、即時表示されるよう改修しました。
2. 設定画面－シェーマ画像の登録時に、シェーマ名称にファイル名が初期値として表示されるように機能改善しました。
3. シェーマ編集時にシェーマ画像領域外にマウスをあてた場合でも描画ができるように機能改善しました。
4. 複数保険をお持ちの患者様に対して、保険組み合わせの表示方式をORCAの表示順と合致させました。
5. カルテ閲覧権限なしのユーザーに対して、患者に保存されているファイルを閲覧しようとした場合に以下のメッセージを表示させるよう、改修いたしました。



6. 処方箋出力時に区分295（外用薬剤（臨時院外））、区分296（頓服薬剤（臨時投与））がエラーになるバグを修正いたしました。
7. カルテ所見欄において、Webページから取得した画像を「Ctrl(command)+v」を貼り付けることができるようになりました。

1. GMO決済において、加盟店自由項目欄に「メニュー・氏名・電話番号」を表示するように機能改善いたしました。

CLIUSサポートセンター
お問い合わせ窓口

<https://cli.us.zendesk.com/hc/ja/requests/new>

DONUTS

株式会社DONUTS

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8F