# CLIUSアップデート内容のご案内

## Ver.1.12.5



## カルテ機能改善

### ◆ オーダーの検索ボタンの改修

#### 各オーダーの右横上に検索ボタンがあり、外部のサイトに遷移する機能がございますが、 アイコンのデザインを改修いたしました。



従来のアイコン

新しいアイコン



## カルテ機能改善

4 C L I U S

#### ◆ セット内容の表示改善

従来は (i) のマークを長押しすると、セットの内容を簡易的に確認することができま したが、改修後は、このマークをクリックすることでセットの内容すべてを確認すること が可能になりました。吹き出しの中はスクロールすることが出来ます。

國人	01 L 伝送火 ( 仕志変わし )	陸中	
Q 病名のよみを入力してください	01. 上丸迫攻(抗困栄なし)	PT PT	
慢性胃炎 <mark>[特]</mark> かぜ 慢性胃炎急性憎悪 [未]	PA 1回2T 3回/日 毎食後 5日分 葛根湯 3P3X 毎食後 5日分 メジコン 15mg 3T3X 毎食後 5日分 ムコダイン 500mg 3T3X 毎食後 5日分 トランサミン 250mg 3T3X 毎食後 5日分		
	処方 内服 院内(211)		
Q 検索	翼 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療…	2.5 g (1日7.5g)	
よくつかう	薬  メジコン錠15mg	1 錠 (1日3錠)	
<mark>1</mark> 2 00. シンプルSOAP ① 222	業 ピーエイ配合錠	2 錠 (1日6錠)	
	🧱 ムコダイン錠500mg	1 錠 (1日3錠)	
101. 上気道炎 (抗困薬なし) 院内 UN PA 1回2T 3回/日 毎食後 5日分	ドランサミン錠250mg	1 錠 (1日3錠)	
セ 01. 初診・内科スクリーニング ①	1日3回毎食後に 	5 日分	
	変」 电服 (KP3(221) 変 ロキソニン錠60mg	1 錠	
<b>12</b> 02. 一般初診カルテ テンプレ ① フォーマル仕様	発熱時又は痛む時に	10 回分	
2 05. 胃腸炎カルテ ①	医学管理等 医学管理等(130) 医 薬剤情報提供料	1 🗉	
2 07. 带状疱疹(中等症以上)院外 ①			
2 07. 胃腸炎 院内 ① ガスターD 20mg 2T2X 朝夕食後 5日分			
<b>2</b> 07. 高血圧 ① 長期保証			
セ 10. 鉄欠乏性貧血初診 ①		¥	

## カルテ機能改善



### ◆ ファイルにおける画像データの印刷

ファイルにおける画像データを印刷出来るようになりました。

(※但し一部のデータにつきましては印刷が出来ないものもございます。)

#### 〈印刷手順〉

①「ファイル」より印刷したい画像を選択します。





②グローバルメニューより「ファイル」をクリックし、

「プリント」を選択します。

ファイル	編集	表示	移動	ツール	ウ
クリップ 開く 最近使っ	ボード	から新 <sup>規</sup> を開く	見作成		¥N ¥O
ウインド 選択中の 保製 名称変更 移動… バージョ	ウを閉 イメー … ンを戻	じる ジを閉し す	53	<b>企</b>	₩W ₩W ₩S ₩S
パスワー	ドを入	力			
iPhoneま カメラか スキャナ スクリー	たはiF ら読み から読 ンショ	Padから 込む… み込む… ットを掛	読み込す 最る	3	•
書き出す PDFとし 共有	 て書き	出す			•
プリント				:	ЖP

③下図のようにプレビューに画像が表示されていれば印刷が可能です。

	プリンタ: 複合機	<b>\$</b>
	プリセット: デフォルト記	安定 ᅌ
	部数: 1	両面
	ページ: 💽 すべて	
	○開始: 1	終了: 1
	用紙サイズ: A4	文 210 x 297 mm
	方向: 1	
	プレビュー	·
	✓ 自動回転	
	● サイズ調整:	100%
$\langle \langle \langle \rangle$ 1/1 $\rangle \rangle \rangle$	● 用紙サイズに合わせる:	<ul><li>・イメージ全体をプリント</li></ul>
		○ 用紙全体を埋める
	<mark>1ページ</mark> あたりの印刷部数:	1
? PDF Y 詳細を非表示		キャンセル プリント

### カルテ機能の強化



### ◆ オリジナルシェーマの追加

従来、シェーマは弊社既存のものをご利用いただいておりましたが、今後はご自身で使用されたいシェーマを登録して頂けるようになりました。

#### 〈シェーマ画像の登録手順〉

①設定Web画面より、「シェーマ画像」を選択し「シェーマ画像追加」をクリックします。

CLIUS	開発クリニックA	
お知らせ 医療機関情報	シェーマ画像 🔹 ジ	エーマ画像追加
契約情報	シェーマ画像	シェーマ名
アカウント情報	je	
ORCA設定情報	(x)	/ 両肩
自動処理		
患者名寄せ		
予約スケジュール		✔ 口腔内
患者予約Web設定	$\sim$	
ファイル種別	4	
シェーマ画像	1.1	✔ 上腕_左

#### ※シェーマ名の編集や順序の並び替えも可能です。

シェーマ画像	▶ シェーマ画像追加	± Donutsシェーマダウンロード
シェーマ画像	シェーマ名	並び替え
		Ť
	▲ 両肩	↓



②シェーマ名を入力し、シェーマ画像をお持ちのファイルから選択し、登録します。

開発クリニックA		
シェーマ管理 > 編集		
シェーマ画像追加		
シェーマ名*		
シェーマ画像*	ファイルを選択」選択されていません	
	戻る登録	

★Donutsシェーマのダウンロード方法

もし、削除してしまった場合こちらのボタンから再ダウンロードすることも出来ます。(「シェーマ画像」のページの右上にボタンがございます)

± Donutsシェー	マダウンロード	
dev.clius.jp の内容		
ダウンロードを開始します。よろしいつ	ですか?	
	キャンセル	ок

### ◆ 【ORCA】医療機関情報の更新について

従来では、ORCAで設定・変更した医療機関情報、医師(職員)、診療科に関して「ORCA 情報」における「更新」ボタンをクリックして頂いておりましたが、改修後は、設定 Web画面から更新出来るかたちとなります。

•	•		設定		
	医療機関情報	マスタ設定 更新チェック			
	契約情報	ORCA情報	更新	(医療機関情報、診療科	、戦員情報を更新します)
	アカウント一覧				
	各種ログ	マスタ名称		ローカル更新日	最新版日付
٣	マスタ管理	絵本公籍フラク	THE OF	2020-01-00	2020.01.00
	医師一覧	(4里/)根(4人)	J.C.MI	2020-01-05	2020-01-05
	診療科一覧	一般名マスタ	更新	2020-01-09	2020-01-09
		用法マスタ	更新	2018-05-10	2018-05-10
	検査会社				
	アプリ設定	適応医薬品マスタ	更新	2020-01-09	2020-01-09
	プラグイン設定	適応病名マスタ	更新	2020-01-09	2020-01-09
		8処理に時間がかかる場合があります。 病をマフク	TE 26	2019-06-20	2010-06-20
		B処理に時間がかかる場合があります。	2.41	2013-00-20	2013-00-20
		診療点数マスタ	更新	2020-01-08	2020-01-28
		R処理に時間がかかる場合があります。			
		検査マスタ(SRL福岡(院内))	更新	2019-04-09	2019-04-09
		絵本フフ クル CI)	101.04	2010-10-07	2010-10-07
		快重マスラ(LSI)	2.61	2019-10-07	2019-10-07
		検査マスタ(MININET NEO)	更新	2019-02-14	2019-02-14
		検査マスタ(SRL)	更新	2019-12-04	2019-12-04
		検査マスタ(Medic)	更新	2019-03-29	2019-03-29
		検査マスタ(SMS)	更新	2019-06-17	2019-06-17
		始表フ7々(SDI I ADELIV)	स्ट	2019-12-05	2019-12-05
		ICE ( A / (ONE LADEOX)	~~~	2010 12-00	2010 12 03
		検査マスタ(SRL福岡)	更新	2019-04-08	2019-04-08

従来の更新ボタン

〈改修後の更新手順〉

①設定Web画面より「ORCA設定情報」を選択します

CLIUS	クリニックA
お知らせ 医療機関情報	ORCA医療機関情報
契約情報	都道府県番号
アカウント情報 ORCA設定情報	点数表(1:医科) 医療機関コード

②ページを最下部までスクロールすると、「ORCA情報更新」ボタンがあるので、こちらをク リックします。

ORCA設定情報	ホームページアドレス			
自動処理				
患者名寄せ	医師			
予約スケジュール	医師ID	氏名	医籍登録番号	
ファイル種別	10001	ドーナツ 医師	12345678	
レポート出力				
操作ログ	診療科			
操作マニュアル	診療科コード	診療科名	電レセコード	
お問合せ・ご要望	01	内科	01	
アプリダウンロード	02	精神科	02	
ログアウト				
	ORCA情報更新			

③更新後、CLIUSにて内容が反映されているかご確認下さい。