

CLIUSアップデート内容のご案内

Ver.1.17.0



C L I U S



❖ 【Web版のみ】ファイル・文書の種別管理について

ファイル、文書の種別管理の場所が変更されました。

①メニューより「設定」をクリックします。



②文書種別、ファイル種別がございますのでこちらから追加してください。



編集、削除する場合は作成した種別名称をクリックします。

文書種別の編集


テスト 1

削除 更新

❖ 【Web版のみ】カルテ展開時におけるシェーマの挙動


この度の改修により、シェーマを開いた際にウィンドウ化されるようになりました。

また、シェーマのプレビュー画面上部に患者名が表示されるようになりました。



〈同一患者で複数のシェーマを開いた際の挙動について〉

①シェーマを開きます。



②新たに違うシェーマを開きます。



③アラートが表示され、①のシェーマの処理確認がされます。



④「確認する」をクリックすると①のシェーマが表示されます。

❖ 【Web版のみ】ファイルの画像回転機能

ファイルをアップロードした際に、画像の向きを設定出来るようになりました。


ファイルを右クリックし、「画像回転」をクリック。

右もしくは左に90度回転し保存することが可能です。



❖ 頭部（背面）が追加されました

設定Web画面にあるメニューの「シェーマ画像」からダウンロードできます。ぜひご利用ください！



❖ 勤務先情報の追加

ORCAの「登録」にて、勤務先情報を登録した際にCLIUSの「患者情報」でも表示されるようになりました。



CLIUS		
受付番号 2	ID 0000109 女性 キタオ アイコ 北尾 愛子 75歳5ヶ月 1945(S20)/03/14生	紹介状持参
履歴	勤務先郵便番号 2200023	
患者情報	勤務先住所1 東京都あきる野市あきるの	
	勤務先住所2 1-13-5	
	勤務先電話番号 01234567891234	
傷病名	通称名	
バイタル	テスト患者区分 0	
	死亡区分 0	